



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

DESIGN INSPIRÉ DE LA NATURE, CRÉÉ POUR LA PERFECTION

AsaWave est le trait d'union parfait entre art et science, alliant l'élégance du design naturel à la précision technique moderne. Fruit de l'intuition d'un entrepreneur visionnaire et de l'innovation de designers experts, AsaWave redéfinit l'expérience d'utilisation des instruments dentaires.

Chaque détail est le point d'arrivé d'un long travail de recherche et de développement, qui unit créativité et fonctionnalité pour offrir un instrument unique en son genre. Chaque courbe représente une étude approfondie qui assure pas seulement un design raffiné mais aussi une facilité d'utilisation incomparable. S'inspirant de la

biomimétique, cette étude a analysé les principes structurels et fonctionnels présents dans la nature pour les traduire en solutions innovantes, mettant en valeur l'esthétique et les prestations.

Les formes fluides et harmonieuses rappellent la perfection des vagues et des contours naturels tandis que la fonctionnalité est optimisée afin de garantir un confort et une efficacité d'utilisation sans égal. AsaWave, ce n'est pas qu'un instrument, mais un véritable prolongement naturel du professionnel, lui permettant de transformer chaque intervention en un geste de pure précision.

PLUS QU'UN PRODUIT : UNE EXPÉRIENCE.

Chaque courbe d'AsaWave a été étudiée pour s'adapter naturellement à la main, devenant une extension harmonieuse de vos mouvements. L'ergonomie organique optimise chaque geste avec naturel, tandis que les surfaces continues empêchent la saleté de s'y déposer, facilitant ainsi un nettoyage immédiat pour préserver toute la pureté du design.



MANCHE POUR MIROIR



RC2101

SONDES À EXTRÉMITÉ SIMPLE



6
RC0700-6



9
RC0700-9



23
RC0700-23

KITS D'INSTRUMENTS PREMIÈRE VISITE



SRC0600-6

RC0700-6	sonde à manche AsaWave	6
0601-2	précettes pour coton London College	2
RC2101	manche AsaWave pour miroir	
2200-4	miroir plat	4

SRC0600-9

RC0700-9	sonde à manche AsaWave	9
0601-2	précettes pour coton London College	2
RC2101	manche AsaWave pour miroir	
2200-4	miroir plat	4

SRC0600-23

RC0700-23	sonde à manche AsaWave	23
0601-2	précettes pour coton London College	2
RC2101	manche AsaWave pour miroir	
2200-4	miroir plat	4

EXPLORATEUR
À EXTRÉMITÉ
DOUBLE



23/17
RC0704-23D1

SONDES
PARODONTALES
GRADUÉES



CP12
RC0702-12



Williams
RC0703-14




Goldman-Fox
Williams
RC0707-GFW


FOULOIRS
À CANAUX



1 Machtou
RC0803-1



2 Machtou
RC0803-2



3 Machtou
RC0803-3

FOULOIRS
À CANAUX




4 Machtou
RC0803-4


EXCAVATEURS



1
RC1700-1



2
RC1700-2




3
RC1700-3


SPATULES HEIDEMANN



1
RC1102-1



2
RC1102-2



3
RC1102-3

OBTURATEURS POUR AMALGAME

INSTRUMENTS POUR
OBTURATIONS PLASTIQUES

INSTRUMENTS
POUR OBTURATION
Brunissoirs

INSTRUMENTS POUR COMPOSITE



TABLEAU D'APPLICATION GRACEY

- Arcades dentaires antérieures

GRA 1/2

Incisives et Canines

GRA 3/4

Incisives et Canines

GRA 5/6

Antérieures et Prémolaires
- Surfaces linguales et labiales des dents postérieures

GRA 7/8

Prémolaires et Molaires

GRA 9/10

Prémolaires et Molaires
- Surfaces distales des dents postérieures

GRA 11/12

Prémolaires et Molaires

GRA 15/16


Prémolaires et Molaires
- Surfaces mésiales des dents postérieures

GRA 13/14

Prémolaires et Molaires

GRA 17/18

Molaires




CURETTES GRACEY




Set de 7
SRC1807




1/2 Gracey
RC1807-02




3/4 Gracey
RC1807-04




5/6 Gracey
RC1807-06




7/8 Gracey
RC1807-08




9/10 Gracey
RC1807-10




11/12 Gracey
RC1807-12



13/14 Gracey
RC1807-14



15/16 Gracey
RC1807-16



17/18 Gracey
RC1807-18

CURETTES GRACEY

SHARPEN FREE

Un nouveau type de revêtement : **DLC Diamond-Like Carbon (Charbon similaire au diamant)**.
Le DLC est connu pour sa **grande dureté**, synonyme d'une meilleure résistance à l'usure. Le DLC est caractérisé par un **faible coefficient de frottement**, qui réduit l'adhérence des résidus et la chaleur générée durant l'utilisation de l'instrument.
Sa bonne **résistance à la corrosion** permet de protéger les instruments dentaires contre l'oxydation et l'usure causée par les substances chimiques présentes dans la bouche.
Les instruments dentaires revêtus de DLC sont **faciles à stériliser** avec les procédés standard, comme les autoclaves, sans risquer de compromettre les propriétés du revêtement.
Nos instruments revêtus de DLC offrent **une plus longue durée, une précision constante dans le temps ainsi qu'une plus grande sécurité**. Résultat, les instruments durent plus longtemps, ce qui vous fait **économiser temps et argent**. L'assurance d'un investissement concret pour votre activité. Vous pourrez **garantir des traitements de haute qualité** avec le maximum de **confort et sécurité** à tous vos patientes.



CURETTES ET DÉTARTREURS

SHARPEN FREE




CURETTES




13/14
Columbia
RC1806-14




13/14 Mc Call
RC1825-14




6 Crane-Kaplan
RC1829-CK6



6S mini
Crane-Kaplan
RC1829-CK6S



204S
RC1827-204S




13S/14S Mc Call
RC1825-14S


DÉTARTREURS




M23
détartreur universel
RC1900-M23




U15/33
RC1902-1



U15/30
Towner-Jacquette
RC1902-2




H5/33
RC1904-H5



H6/H7
RC1904-H6

CURETTES TRANCHANTES



85 Lucas
RC2001-85

86 Lucas
RC2001-86

87 Lucas
RC2001-87

88 Lucas
RC2001-88





SIÈGE SOCIAL

Asa Dental S.p.A.

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it

CENTRE LOGISTIQUE

Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy

SITES DE PRODUCTION

Via delle Piagge, 1/A - Marlia
55014 Capannori (Lu) - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn) - Italy

FILIALES

Asa Dental USA Corp.

105 Maxess Road, Suite 124
Melville, New York 11747 - USA

Asa Dental CHINA CO. LTD.

Room 315, Huaying Building,
Zhong Xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China

Asa Dental S.p.A. (Branch)

Shahrazad Afdal Bahati Bldg.
Parcel 345-826
Bur Dubai
PO Box 414299
Dubai - UAE

www.asadental.com

