



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

DESIGN ISPIRATO ALLA NATURA, CREATO PER ECCELLERE

AsaWave è l'incontro perfetto tra arte e scienza, unendo l'eleganza del design naturale con la precisione dell'ingegneria moderna. Nato dall'intuizione di un imprenditore visionario e dall'innovazione di designer esperti, AsaWave ridefinisce l'esperienza d'uso degli strumenti dentali.

Ogni dettaglio è il risultato di un attento lavoro di ricerca e sviluppo, che combina creatività e funzionalità per offrire uno strumento unico nel suo genere. Dietro ogni curva c'è uno studio approfondito che garantisce non solo un design

raffinato, ma anche una praticità d'uso senza pari. Ispirato alla Biomimicry, studia i principi strutturali e funzionali presenti in natura, traducendoli in soluzioni innovative che esaltano estetica e prestazioni.

Le forme fluide e armoniose richiamano la perfezione delle onde e dei contorni naturali, mentre la funzionalità è ottimizzata per garantire il massimo della praticità e dell'efficienza. AsaWave non è solo uno strumento, ma un'estensione naturale del professionista, capace di trasformare ogni intervento in un gesto di pura perfezione.

PIÙ DI UN PRODOTTO: UN'ESPERIENZA.

Ogni curva di AsaWave è studiata per adattarsi naturalmente alla mano, diventando un'estensione fluida dei tuoi movimenti. L'ergonomia organica ottimizza ogni gesto con naturalezza, mentre le superfici continue respingono lo sporco, facilitando una pulizia immediata e preservando la purezza del design.



MANICO PER SPECCHIETTI



RC2101

SONDE SINGOLE



KIT STRUMENTI PRIMA VISITA



SRC0600-6

RC0700-6	sonda con manico AsaWave	6
0601-2	pinzetta per medicazione London College	2
RC2101	manico AsaWave per specchio	
2200-4	specchio piano	4

SRC0600-9

RC0700-9	sonda con manico AsaWave	9
0601-2	pinzetta per medicazione London College	2
RC2101	manico AsaWave per specchio	
2200-4	specchio piano	4

SRC0600-23

RC0700-23	sonda con manico AsaWave	23
0601-2	pinzetta per medicazione London College	2
RC2101	manico AsaWave per specchio	
2200-4	specchio piano	4

SONDA DOPPIA



23/17
RC0704-23D1

SONDE MILLIMETRICHE
PARODONTALI



CP12
RC0702-12



Williams
RC0703-14




Goldman-Fox
Williams
RC0707-GFW


OTTURATORI
PER CANALI



1 Machou
RC0803-1



2 Machou
RC0803-2



3 Machou
RC0803-3

OTTURATORI
PER CANALI




4 Machou
RC0803-4


ESCAVATORI



1
RC1700-1



2
RC1700-2




3
RC1700-3


SPATOLE HEIDEMANN



1
RC1102-1



2
RC1102-2



3
RC1102-3

OTTURATORI PER AMALGAMA

STRUMENTI PER
OTTURAZIONI PLASTICHE

OTTURATORI
Brunitori

STRUMENTI PER COMPOSITO






TABELLA DI APPLICAZIONE GRACEY

●	Arcate dei denti anteriori		●	Superfici distali dei denti posteriori	
	GRA 1/2	Incisivi e Canini		GRA 11/12	Premolari e Molari
	GRA 3/4	Incisivi e Canini		GRA 15/16	Premolari e Molari
●	Superfici linguali e labiali dei denti posteriori		●	Superfici mesiali dei denti posteriori	
	GRA 7/8	Premolari e Molari		GRA 13/14	Premolari e Molari
	GRA 9/10	Premolari e Molari		GRA 17/18	Molari




CURETTE GRACEY




Set da 7
SRC1807




1/2 Gracey
RC1807-02




3/4 Gracey
RC1807-04




5/6 Gracey
RC1807-06




7/8 Gracey
RC1807-08




9/10 Gracey
RC1807-10




11/12 Gracey
RC1807-12



13/14 Gracey
RC1807-14



15/16 Gracey
RC1807-16



17/18 Gracey
RC1807-18

CURETTE GRACEY

SHARPEN FREE

Un nuovo tipo di rivestimento: **DLC Diamond-Like Carbon (Carbonio Simil-Diamante)**.

Il DLC è noto per la sua **elevata durezza**, che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il DLC ha un **basso coefficiente di attrito**, riducendo l'adesione dei residui e la generazione di calore durante l'utilizzo dello strumento.

La buona **resistenza alla corrosione** protegge gli strumenti dentali dall'ossidazione e dall'usura causata da sostanze chimiche presenti nella bocca.

Gli strumenti dentali rivestiti in DLC possono essere **facilmente sterilizzati** con i metodi standard, come l'autoclave, senza compromettere le proprietà del rivestimento.

I nostri strumenti rivestiti in DLC offrono **maggiore durata, precisione costante e maggiore sicurezza**. Questo significa strumenti più longevi che ti fanno risparmiare tempo e **ridurre i costi**, offrendo un investimento concreto per la tua attività. Potrai garantire **trattamenti di alta qualità** con il massimo **comfort e sicurezza** per i pazienti.



CURETTE E SCALER

SHARPEN FREE




CURETTE




13/14
Columbia
RC1806-14




13/14 Mc Call
RC1825-14




6 Crane-Kaplan
RC1829-CK6



6S mini
Crane-Kaplan
RC1829-CK6S



204S
RC1827-204S




13S/14S Mc Call
RC1825-14S


SCALER




M23
scaler universale
RC1900-M23




U15/33
RC1902-1



U15/30
Towner-Jacquette
RC1902-2




H5/33
RC1904-H5



H6/H7
RC1904-H6

CUCCHIAI ALVEOLARI



85 Lucas
RC2001-85

86 Lucas
RC2001-86

87 Lucas
RC2001-87

88 Lucas
RC2001-88





SEDE LEGALE

Asa Dental S.p.A.

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it

CENTRO LOGISTICO

Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVI

Via delle Piagge, 1/A - Marlia
55014 Capannori (Lu) - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn) - Italy

FILIALI

Asa Dental USA Corp.

105 Maxess Road, Suite 124
Melville, New York 11747 - USA

Asa Dental CHINA CO. LTD.

Room 315, Huaying Building,
Zhong Xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China

Asa Dental S.p.A. (Branch)

Shahrazad Afdal Bahati Bldg.
Parcel 345-826
Bur Dubai
PO Box 414299
Dubai - UAE

www.asadental.com

