

Codice Articolo – Ref.:**0100-167***Code***Descrizione**

Pinze per estrazione Trotter
(Pinza universale per denti inferiori,
in particolare molari e premolari)

Product Description

*Trotter extracting forceps
(Universal extracting forceps for lower teeth,
in particular molars and premolars)*

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica
2007/47/CE

Technical notes

*Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification
2007/47/CE*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages

Single piece

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)