

**Codice Articolo –
Ref.:**

0425-18TC

Code

Descrizione

Porta aghi con forbice Mayo-Hegar

Product Description

Mayo-Hegar needle holders and scissors combined

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile con inserti al
carburo di tungsteno

Manufacture

*Instrument made of stainless steel with tungsten carbide
inserts*

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages

Single piece

Stoccaggio***Storage***

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)