

Codice Articolo – Ref.:**0635-4***Code***Descrizione**

Pinzetta chirurgica

Product Description*Tissue plier***Dettagli***Details*

Cod.	l.
0635-1	13.0 cm
0635-2	14.0 cm
0635-3	15.0 cm
0635-4	18.0 cm
0635-5	20.5 cm
0636-6	26.0 cm

**Materiale di
produzione****Manufacture**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****Technical notes**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata****Sterilization
& Duration**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da
fonti di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources***Prodotto da*****Produced by***Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)