

SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET

Codice Articolo – Ref.:

0701-17

Code

Descrizione

Sonde

Product Description

Explorers

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

Medical Device Class I European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.

Sterilizzabile per 3000 cicli

(Temperatura Max consigliata 180 °C)

Per maggiori informazioni vedi "Reprocessing Strumenti"

Sterilization & Duration

Product to be used after sterilization.

For more informations see "Reprocessing Tools"

Autoclavable for 3000 cycles

(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages

Single piece



Stoccaggio

SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Keep the product in a dry and clean place, Storage

away from heat sources

Prodotto da Asa Dental S.p.A.

Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu) Produced by