

SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET

Codice Articolo - Ref.:

0800-6

Code

Sterilizzazione

& Durata

Descrizione Spreader per condensazione laterale

Product Description Spreader for lateral condensation

Materiale di produzione Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture *Instrument made of stainless steel*

Dispositivo Medico Classe I Note tecniche Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes Medical Device Class I

European Regulation 2017/745 (MDR)

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 3000 cicli

(Temperatura Max consigliata 180 °C)

Per maggiori informazioni vedi "Reprocessing Strumenti"

Sterilization Product to be used after sterilization. & Duration

For more informations see "Reprocessing Tools"

Autoclavable for 3000 cycles

(Recommended Max temperature 180°C)

Singolo pezzo Confezionamento

Single piece **Packages**



ASA DENIAL

SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Stoccaggio

Keep the product in a dry and clean place,

away from heat sources

Prodotto da

Storage

Produced by

Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)