

Codice Articolo – Ref.:**AL2722-LR***Code***Descrizione**

Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato
MIDI (Dim. 142x183x17 mm)

Product Description

*Aluminium colour-coded instrument trays
MIDI (Dim. 142x183x17 mm)*

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in alluminio

Manufacture

Instrument made of aluminium

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli)
(Temperatura Max consigliata 160° C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 160° C)
For more informations see „Reprocessing Tools“*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages

Single piece

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by