

Codice Articolo – Ref.:**AL2760-2***Code***Descrizione**

Porta frese (con bordo - 24 fori)

Product Description*Bur holder (with rim - 24 holes)***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in alluminio

Manufacture*Instrument made of aluminium***Note tecniche***N.a.****Technical notes*****Sterilizzazione
& Durata**

Sterilizzabile per 3000 cicli)
(Temperatura Max consigliata 120 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

***Sterilization
& Duration***

*Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 120°C)
For more informations see „Reprocessing Tools“*

Confezionamento

Singolo pezzo

Package*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)