

**Codice Articolo – Ref.:****MV0705-16W***Code***Descrizione**

Sonde millimetriche paradontali

***Product Description****Periodontal pocket probes***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

***Manufacture****Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)***Technical notes****Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“***Sterilization  
& Duration****Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

***Packages****Single piece*

**Stoccaggio*****Storage***

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da*****Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)