

Codice Articolo – Ref.:**S2804-8****Code****Descrizione**

Portaimpronte forati „PERMA-LOCK“ tipo regular
con bordino ritentivo
(Serie MIDI da 8 pezzi)

Product Description

*„PERMA-LOCK“ perforated regular impression trays
with retention rim
(MIDI set of 8)*

Contenuto

COD.		A mm	B mm
2804-U1	XXS	61	47
2804-U2	XS	64	51
2804-U3	S	66	53
2804-U4	M	69	57
2804-U5	L	71	60
2804-U6	XL	73	62

Contents

COD.		A mm	B mm
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 2000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 2000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Set

Packages**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da**Produced by**

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)