

Codice Articolo – Ref.:**Code****S5160****Descrizione**

Strumenti per cera con punte intercambiabili
(Serie da 3 Pezzi: **S5160-1C ; S5160-2C ; S5160-3C**
Punte: **5160-1 ; 5160-2 ; 5160-3**)

Product Description

*Waxing instruments with replaceable tips
(Set of 3: **S5160-1C ; S5160-2C ; S5160-3C**
Tips: **5160-1 ; 5160-2 ; 5160-3**)*

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile (punte) e
alluminio (manico)

Manufacture

*Instrument made of stainless steel (tips) and aluminium
(handle)*

Note tecniche**N/A****Technical notes****Sterilizzazione
& Durata****N/A****Sterilization
& Duration****Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da**Produced by**

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)