

**Linea Commerciale**  
***Trading Line***

**ASALADY**

**Codice Articolo – Ref.:**  
***Code***

**WML2101**

**Descrizione**

Manico per specchietti

***Product Description***

*Mouth mirror handle*

**Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

***Manufacture***

*Instrument made of stainless steel*

**Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

***Technical notes***

*Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione  
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

***Sterilization  
& Duration***

*Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)*

**Confezionamento**

Singolo pezzo

***Packages***

*Single piece*

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da**

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)

***Produced by***